

Tige porte sérum Homecare

matériaux: chromée



I-H41121

- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion
- + Structure simple et manipulation confortable pour les soins à domicile



Description du produit

Matériau:	acier chromé, plastique
Couleur des pièces plastique:	bleu
Potence:	plastique 4 crochets - 2,0 kg / crochet
Réglage en hauteur:	réglage de hauteur par vissage
Plage de réglage en hauteur:	1.350 mm - 2.150 mm
Diamètre du tube:	25 / 18 mm
Diamètre de la base:	env. 635 mm
Roulettes:	roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied:	env. 3,0 kg / 1,6 kg avec flacon anti-gouttes



Tige porte sérum Homecare

matériaux: chromée



Application

- + Montage très aisé et rapide grâce à un système d'enchâssement à 1 vis seulement
- + Réglage en hauteur confortable au moyen d'une vis de réglage en hauteur avec élément de serrage préformé intégré doux pour les surfaces



Technique

- + Pièces en plastique résistantes à la lumière
- + Roulettes avec surface de roulement ne laissant pas de traces
- + Butée intégrée empêchant la désolidarisation des tubes réglables



Économie

- + Recyclage complet



Sécurité

- + Distance de sécurité suffisante comme mesure de précaution contre les blessures (p.ex. de pincement aux doigts) lorsque les potences sont totalement rentrées
- + Aucun risque de blessures grâce à la forme arrondie des crochets pour bouteilles
- + Chute des bouteilles de perfusion impossible grâce à la géométrie des crochets

DIN EN 60601
3rd Edition Clause
9.4.2.1 | 9.4.2.2



use with
gravity infusion
only