

I1009292

- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion
- + Alimentation peu encombrante des perfusions



Description du produit

Matériau:	acier inoxydable, aluminium
Réglage en hauteur:	réglage de sécurité en hauteur d'une seule main
Potence barre:	acier inoxydable 6 crochets
Charge admissible:	2,0 kg / crochet
Zone de réglage:	370 mm
Poids total:	env. 2,1 kg
Équipement:	avec pince pour rail mural, pour montage sur rail mural 25 x 10 mm





Technique

- + Pièces en plastique résistantes à la lumière



Sécurité

- + Distance de sécurité suffisante comme mesure de précaution contre les blessures (p.ex. de pincement aux doigts) lorsque les potences sont totalement rentrées