

Tige porte-sérum Eco-Space

Matériau: aluminium / acier inox



I-S12112

- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion
- + Utilisation mobile : au bon moment, au bon endroit
- + Rangement peu encombrant grâce à la conception intelligente du pied




Description du produit

Matériau:	acier inox
Couleur des pièces en plastique:	bleu
Potence:	acier inox 4 crochets - 2,0 kg / crochet
Réglage en hauteur:	réglage de sécurité en hauteur d'une seule main
Plage de réglage en hauteur:	1.360 mm - 2.220 mm
Diamètre du tube:	25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur:	1.000 mm
Diamètre de la base:	590 mm
Roulettes:	roulettes pivotantes mono Ø 75 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied:	3,5 kg / 2,25 kg avec flacon anti-gouttes



Tige porte-sérum Eco-Space

Matériau: aluminium / acier inox



Application

- + Réglage en hauteur confortable au moyen d'un système de réglage en hauteur de sécurité, pouvant être manipulé à une main
- + Déplacement confortable et possibilité de manœuvrer sans trébucher
- + Pieds conçus de manière à permettre l'emboîtement



Technique

- + Technique Aqua-Stop permettant un guidage et une étanchéité parfaits des tuyaux
- + Format compact excluant toute perte ou démontage des différents composants
- + Pièces en plastique résistantes à la lumière



Économie

- + Recyclage complet



Sécurité

- + Distance de sécurité suffisante comme mesure de précaution contre les blessures (p.ex. de pincement aux doigts) lorsque les potences sont totalement rentrées
- + Aucun risque de blessures grâce à la forme arrondie des crochets pour bouteilles
- + Chute des bouteilles de perfusion impossible grâce à la géométrie des crochets

