

Tige porte-sérum "Night Line"

I-NL1121


- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion
- + Utilisation mobile : au bon moment, au bon endroit



Description du produit

Matériau:	acier chromé
Couleur des pièces en plastique:	noir et fluorescent
Potence:	plastique 4 crochets - 2,0 kg / crochet
Réglage en hauteur:	réglage de hauteur par vissage
Plage de réglage en hauteur:	1.350 mm - 2.150 mm
Diamètre du tube:	25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur:	1.000 mm
Diamètre de la base:	env. 635 mm
Bras:	25 x 25 mm
Roulettes:	roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied:	3,9 kg / 1,9 kg





Application

- + Hygiène parfaite (désinfection par essuyage)
- + Montage très aisé et rapide grâce à un système d'enfichage à 1 vis seulement
- + Réglage en hauteur confortable au moyen d'une vis de réglage en hauteur avec élément de serrage préformé intégré doux pour les surfaces



Technique

- + Pièces en plastique résistantes à la lumière
- + Roulettes avec surface de roulement ne laissant pas de traces
- + Butée intégrée empêchant la désolidarisation des tubes réglables



Économie

- + Recyclage complet
- + Emballage compact = Expédition à moindre frais



Sécurité

- + Potences obturées au moyen de bouchons en plastique (aucun danger de blessure)
- + Distance de sécurité suffisante comme mesure de précaution contre les blessures (p.ex. de pincement aux doigts) lorsque les potences sont totalement rentrées
- + Meilleure orientation et identification dans l'obscurité et donc sécurité accrue

