

Pinces

avec vis sans tête

Z2N0643W



- + Pour la fixation d'éclairages, de supports et d'autres accessoires (avec adaptateur de 18 mm de diamètre) aux rails muraux (25 x 10 - 30 x 10 mm), blocage au moyen de vis de serrage

Description du produit

Matériau:	aluminium, poli par billes
Avec alésage:	Ø 18 mm
Poids total:	env. 0,4 kg



Pinces

avec vis sans tête



Application

- + Montage aisé
- + Réglage au moyen d'un volant



Technique

- + En aluminium de grande qualité
- + Montage sur les rails pour appareils



Économie

- + Recyclage complet



Sécurité

- + Aucun retrait inopiné du produit en place
- + Aucun risque de blessures grâce aux angles arrondis