

Plateau

Couleur: jaune


Z2N0754I

- + Dépose douce pour le dos d'appareils médicaux, entre autres



Description du produit

Matériau:	acier inoxydable, aluminium
Dimensions:	310 × 250 mm
Fixage:	gond à serrage rapide





Application

- + Positionnement variable et retrait rapide des composants grâce à la pince à serrage rapide



Technique

- + Revêtement par poudre de grande qualité, extrêmement résistant au jaunissement



Économie

- + Recyclage complet



Sécurité

- + Avec chants de sécurité sur les quatre côtés